

AIRENERGY **STREAM**



SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE

wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Stream entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit dem Stream!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Wir empfehlen Ihnen, diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachlesen aufzubewahren und diese auch an eventuelle Nachbesitzer des Stream weiterzugeben.


Bitte beachten Sie: Die Anwendung mit dem Stream wird in der Regel ergänzend zur Unterstützung der körpereigenen Reparaturprozesse eingesetzt. Sie ersetzt nicht den Arztbesuch!

STROMVERSORGUNG

Verbinden Sie den Netzteilstecker mit dem Anschluss des Stream Gerätes, wie unten im Bild dargestellt.



Bitte schließen Sie das Netzteil nicht an andere elektronische Geräte an, um Schäden zu vermeiden



ERSTE SCHRITTE

Um mit der Behandlung mit dem Stream zu beginnen, legen Sie ihn auf die Körperstelle, die Sie behandeln möchten, so wie unten in den Bildern dargestellt. Bitte vermeiden Sie direkten Kontakt mit offenen Wunden oder verletzter Haut.

Um die Anwendung zu beenden, ziehen Sie bitte das Netzteil aus der Steckdose.


Um Beschädigungen am Netzteilstecker zu vermeiden, sollten Sie diesen bei regelmäßigen gebrauch nicht vom Stream trennen sondern das Netzeil nur aus der Steckdose ziehen.



HINWEISE ZUR REINIGUNG

Der Stream bedarf keiner besonderen Pflege. Das Gehäuse kann mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Bitte achten Sie beim Kauf der Reinigungsmittel auf Verträglichkeit mit Acryl- und Plexiglasoberflächen.

Um eine Beschädigung des Gehäuses zu vermeiden, verwenden Sie bitte keine aggressiven Lösungs- oder Desinfektionsmittel für die Reinigung des Stream. Eine regelmäßige Wartung des Stream ist nicht erforderlich.



WARTUNG UND PROBLEMBEHEBUNG

Eine regelmäßige Wartung des Stream ist nicht erforderlich.

Sollte der Stream einmal unerwartet nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte, ob das grüne Kontrolllämpchen am Netzteil leuchtet.

- NEIN: Bitte überprüfen Sie ob der Adapter korrekt mit dem Netzteil verbunden ist.
- JA: Bitte folgen Sie der Anweisung ob der Stecker des Netzteils ordnungsgemäß mit dem Stream verbunden ist.
- NEIN: Bitte trennen Sie den Stecker von dem Stream und schließen ihn erneut an.
- JA: Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler um einen neuen Netzstecker oder ein Netzteil zu erhalten.

TECHNISCHE DATEN

Stream

Stromversorgung:	12 V DC 1,25 mA
Stromverbrauch:	$I_{\max} = 250 \text{ mA}$
Anschluss an die Versorgung:	100-240 V
Versorgungsfrequenz:	50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	400 mA

Für die Herstellung des Stream werden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet. Dennoch sind der Stream und das Zubehör zerbrechliche Gegenstände und sollten mit äußerster Vorsicht behandelt werden.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler wenn Sie allgemeine und/oder technische Unterstützung benötigen.

STREAM ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

		
KFZ Adapter Airnergy+ (Art.-Nr. 1033345)		Spiralkabel Stream (Art.-Nr. 1033165)

IHR STREAM IST DIE OPTIMALE ERGÄNZUNG ZUM L.A.





AIRENERGY | WEHRSTRASSE 24-26 | D-53773 HENNEF | FON 0049 2242 9330-0
FAX +49 (0) 2242 9330-30 | INFO@AIRENERGY.COM | WWW.AIRENERGY.DE